


Termostato para ácidos y líquidos agresivos

| Modelo | Dimensiones en mm | | | | Código recambio vainas | Termostato | | | Peso En Kg |
|-----------------|-------------------|-----|-----------------------------------|------|------------------------|----------------|-------|-----------------------------|------------|
| Código conjunto | Material | L | ZS Nivel mínimo. Zona sonda | D | | Temperatura °C | Tipo | Código recambio termostatos | |
| TERACTE3090 | TEFLÓN | 360 | 100 | 12 | 128046000 | 30_90 | BULBO | 3501290201 | 0,34 |
| TERACTI3090 | TITANIO | 360 | 100 | 12,7 | 128045000 | 30_90 | BULBO | 3501290201 | 0,34 |
| TERACTIY3090 | IY-825 | 360 | 100 | 12 | 128206000 | 30_90 | BULBO | 3501290201 | 0,34 |

**Santiago Escoin Homs.****Apartado / P.Q. Box / B.P. / Potsfach / Postbus: 10.142****E-08080-Barcelona-Spain.****Tels: 934290345-626150219-609301969. Fax: 933570049****emails: santiescoin@gmail.com - santiagoescoin@gmail.com - santiescoin@seker.es****web: www.santiescoin.com**